


SUBtwist



Diseñado para usar con todo tipo de suturas en la reparación del manguito rotador y en muchas otras lesiones con la técnica de puente.

Designed to be used with any type of suture in rotator cuff repair and in many other lesions using bridge technique.

SubTwist es un anclaje totalmente roscado y sin nudos. Los anclajes SubTwist están microperforados para minimizar el material y permitir el crecimiento óseo. Están fabricados en PEEK no absorbible. Se presentan en varios tamaños con diferentes puntas.

SubTwist is a knotless fully-threaded anchor. SubTwist anchors are micro-perforated to minimize material and allow bone growth. The anchors are made of non-absorbable PEEK. They are available in various sizes with different tips.

Principales Características

Main features

- Están microperforados para permitir el crecimiento óseo.
SubTwist anchors are micro-perforated to maximize the potential for bone growth.
- Se combinan con distintos tipos de sutura logrando flexibilidad extrema.
They are used with different types of suture for extreme flexibility.
- El anclaje SubTwist se entrega precargado con una sutura ultra resistente de retención de ojales número 2 que se puede usar para realizar fijaciones adicionales o descartar.
The SubTwist anchor is delivered preloaded with a highly resistant suture for eyelet retention number 2 that can be used for additional fixations or discarded.

SUBtwistSP

- El diseño autoperforante elimina la necesidad de perforar previamente.
The self-drilling design eliminates the need of prior drilling.
- Permite visualizar la reparación antes de insertar el anclaje.
It facilitates repair visualization prior to anchor insertion.

SUBtwist



SUBtwistSP



INDICADO PARA LESIONES DE INDICATED FOR LESIONS IN



HOMBRO SHOULDER

Reparación del manguito rotador
Rotator cuff repair



RODILLA KNEE

Reparación del ligamento colateral medial
Medial collateral ligament repair



TOBILLO ANKLE

Reparación del tendón de Aquiles
Achilles tendon repair



CODO ELBOW

Tenodesis del bíceps
Biceps tenodesis

CÓDIGOS CODES	DESCRIPCIONES DESCRIPTIONS
1946-000	ARPÓN SUB TWIST 4.5 mm SUB TWIST ANCHOR 4.5 mm
1947-000	ARPÓN SUB TWIST 5.5 mm SUB TWIST ANCHOR 5.5 mm
1948-000	ARPÓN SUB TWIST SP 4.5 mm SUB TWIST SP ANCHOR 4.5 mm
1949-000	ARPÓN SUB TWIST SP 5.5 mm SUB TWIST SP ANCHOR 5.5 mm
1986-000	ARPÓN SUB TWIST TAPE 4.5 mm SUB TWIST TAPE ANCHOR 4.5 mm
1987-000	ARPÓN SUB TWIST TAPE 5.5 mm SUB TWIST TAPE ANCHOR 5.5 mm
3322-000	ARPÓN SUB TWIST SP TAPE 4.5 mm SUB TWIST SP TAPE ANCHOR 4.5 mm
3323-000	ARPÓN SUB TWIST SP TAPE 5.5 mm SUB TWIST SP TAPE ANCHOR 5.5 mm