

CATÁLOGO

DE PRODUCTOS



SPORTS MEDICINE



HOMBRO



ARPÓN SUB

Diseño único de doble rosca que asegura un mayor agarre, proporcionando una fácil inserción del ancla en cualquier tipo de hueso.

CÓDIGO	ESPECIFICACIONES	
1999-000	ARPÓN SUBTITANIO SIN AGUJA 5.0	5.0MM
3357-000	ARPÓN SUBTITANIO CON AGUJA 5.0	5.0MM
1998-000	ARPÓN SUBTITANIO SIN AGUJA 3.5	3.5MM



ARPÓN SUB PEEK

Anclaje óseo, para las fijaciones en la reparación del Manguito Rotador y otras patologías. Su diseño de doble rosca maximiza la fuerza de fijación aumentando la interacción con el hueso cortical y el hueso esponjoso.

CÓDIGO	ESPECIFICACIONES	
1962-000	ARPÓN SUB PEEK 5.5 SIN AGUJA	5.5 MM
1960-000	ARPÓN SUB PEEK 5.5 CON AGUJA	5.5 MM



ARPÓN SUB PUNCH

Simplifica la inserción del anclaje mediante el uso de una guía para perforar con precisión en la cavidad glenoidea.

CÓDIGO	ESPECIFICACIONES	
1940-000	ARPÓN SUBPUNCH 3.0	3.0MM



ARPÓN SUB KNOTLESS

El anclaje ofrece una sujeción segura para distintas reparaciones de la mano, la muñeca y otras áreas. Permite una reparación rápida y directa. Además, bloquea y tensa con precisión las suturas en su lugar.

CÓDIGO	ESPECIFICACIONES	
3351-000	ARPÓN SUB KNOTLESS 2.5	2.5 MM
1901-000	ARPÓN SUB KNOTLESS 2.8	2.8 MM
1902-000	ARPÓN SUB KNOTLESS 3.5	3.5 MM
1903-000	ARPÓN SUB KNOTLESS 4.5	4.5 MM



ARPÓN SUB SOFT

El anclaje se compone en su totalidad de material de sutura. Además, se presenta en diámetros menores a los anclajes metálicos, lo que permite un mayor contacto tejido-hueso.

CÓDIGO	ESPECIFICACIONES	
3304-000	ARPÓN SUB SOFT 2.9	2.9 MM



ARPÓN SUB TAPE

Sub Tape es un anclaje que unifica los más innovadores avances que revolucionaron la reparación de tejidos, ya que integra el concepto solo sutura (SubSoft) con suturas en forma de cinta (Suture Tape).

CÓDIGO	ESPECIFICACIONES	
3321-000	ARPÓN SUB TAPE 2.9	2.9 MM



ARPÓN SUB TWIST

SubTwist es un anclaje totalmente roscado y sin nudos. Los anclajes SubTwist están microperforados para minimizar el material y permitir el crecimiento óseo. Están fabricados en PEEK no absorbible. Se presentan en varios tamaños con diferentes puntas.

CÓDIGO	ESPECIFICACIONES	
1946-000	ARPÓN SUB TWIST 4.5	4.5 MM
1947-000	ARPÓN SUB TWIST 5.5	5.5 MM



ARPÓN SUB TWIST TAPE

CÓDIGO	ESPECIFICACIONES	
1986-000	ARPÓN SUB TWIST TAPE 4.5	4.5 MM
1987-000	ANCLA KNOTLESS PEEK CON TAPE	5.5 MM



ARPÓN SUB-TWIST BI

CÓDIGO	ESPECIFICACIONES	
1952-000	ARPON SUB TWIST BI 5.5	5.5 MM
1953-000	ARPON SUB TWIST BI 6.5	6.5 MM



ARPÓN SUB TWIST SP

El diseño autoperforante elimina la necesidad de perforar previamente. A su vez permite visualizar la reparación antes de insertar el anclaje.

CÓDIGO	ESPECIFICACIONES	
1948-000	ARPÓN SUB TWIST SP 4.5	4.5 MM
1949-000	ARPÓN SUB TWIST SP 5.5	5.5 MM



ARPÓN SUB-TWIST SP TAPE

CÓDIGO	ESPECIFICACIONES	
3322-000	ARPÓN SUB TWIST SP TAPE 4.5	4.5 MM
3323-000	ARPÓN SUB TWIST SP TAPE 5.5	5.5 MM



FLOOP-AC

El FLOOP es un dispositivo que consiste de dos botones, uno redondeado y uno alargado, unidos por una banda autoajustable de sutura reforzada multifilamento. Su alta resistencia, su simple colocación y la no alteración biomecánica articular, hacen del Floop una excelente opción al momento de tratar las patologías agudas y crónicas de ligamentos.



CÓDIGO	ESPECIFICACIONES
1592-000	FLOOP AC
1552-000	BUTTON SUPERIOR ACROMIOCLAVICULAR
1558-000	PASA FLOOP



BUTTON LOOP AC


CÓDIGO	ESPECIFICACIONES	
1595-000	BUTTON SUPERIOR ACROMIOCLAVICULAR	9.5 MM
1596-000	BUTTON SUPERIOR ACROMIOCLAVICULAR	8.0 MM
1597-000	BUTTON SUPERIOR ACROMIOCLAVICULAR	11.0 MM



FLOOP

El Sistema Floop para reinserción del bíceps es un kit diseñado para facilitar la reparación del tendón del bíceps distal. El kit contiene todo lo necesario para reparar el bíceps de manera rápida y sencilla con resultados óptimos.

CÓDIGO	ESPECIFICACIONES
2043-000	FLOOP PARA REINSERCIÓN DEL BÍCEPS



LATARJET

0947-026

CÓDIGO	ESPECIFICACIONES	
0947-026	TORNILLO SLY LATARJET (ROSCA COMPLETA)	3.8X26
0947-028	TORNILLO SLY LATARJET (ROSCA COMPLETA)	3.8X28
0947-030	TORNILLO SLY LATARJET (ROSCA COMPLETA)	3.8X30
0947-032	TORNILLO SLY LATARJET (ROSCA COMPLETA)	3.8X32
0947-034	TORNILLO SLY LATARJET (ROSCA COMPLETA)	3.8X34
0947-036	TORNILLO SLY LATARJET (ROSCA COMPLETA)	3.8X36
0947-038	TORNILLO SLY LATARJET (ROSCA COMPLETA)	3.8X38
0946-026	TORNILLO SLY LATARJET (ROSCA PARCIAL)	3.8X26
0946-028	TORNILLO SLY LATARJET (ROSCA PARCIAL)	3.8X28
0946-030	TORNILLO SLY LATARJET (ROSCA PARCIAL)	3.8X30
0946-032	TORNILLO SLY LATARJET (ROSCA PARCIAL)	3.8X32
0946-034	TORNILLO SLY LATARJET (ROSCA PARCIAL)	3.8X34
0946-036	TORNILLO SLY LATARJET (ROSCA PARCIAL)	3.8X36
0946-038	TORNILLO SLY LATARJET (ROSCA PARCIAL)	3.8X38
0099-000	ARANDELA SLY LATARJET	4.0X8.0



SUTURE PASS

Es un instrumento de un solo uso envasado estéril para el pasaje de suturas sobre tejidos blandos en técnicas artroscópicas. Se presenta en varios ángulos para reparaciones artroscópicas de Bankart, SLAP y manguito rotador.

CÓDIGO	ESPECIFICACIONES	
3330-025	SUTURE PASS IZQUIERDO 25°	25°
3330-045	SUTURE PASS IZQUIERDO 45°	45°
3331-025	SUTURE PASS DERECHO 25°	25°
3331-045	SUTURE PASS DERECHO 45°	45°


MANO / MUÑECA



ARPÓN SUB SOFT

El anclaje se compone en su totalidad de material de sutura. Además, se presenta en diámetros menores a los anclajes metálicos, lo que permite un mayor contacto tejido-hueso.

CÓDIGO	ESPECIFICACIONES	
3317-000	ARPÓN SUB SOFT 1.4	1.4 MM
3312-000	ARPÓN SUB SOFT 1.6	1.6 MM
3320-000	KIT GUIA + INICIADOR SUB SOFT 1.4	N/A




ARPÓN ANCLAJE ÓSEO SIMPLE SUTURA BT FIBER

CÓDIGO	ESPECIFICACIONES	
1930-000	ARPÓN ANCLAJE ÓSEO	2.2 MM
3350-000	ARPÓN ANCLAJE ÓSEO CON AGUJA	2.2 MM
3020-000	INICIADOR ANCLAJE ÓSEO	N/A

RODILLA

TORNILLO INTERFERENCIAL



CÓDIGO	ESPECIFICACIONES	
1573-020	TORNILLO INTERFERENCIAL PEEK	7 X 20 MM
1573-025	TORNILLO INTERFERENCIAL PEEK	7 X 25 MM
1573-030	TORNILLO INTERFERENCIAL PEEK	7 X 30 MM
1574-020	TORNILLO INTERFERENCIAL PEEK	8 X 20 MM
1574-025	TORNILLO INTERFERENCIAL PEEK	8 X 25 MM
1574-030	TORNILLO INTERFERENCIAL PEEK	8 X 30 MM
1575-020	TORNILLO INTERFERENCIAL PEEK	9 X 20 MM
1575-025	TORNILLO INTERFERENCIAL PEEK	9 X 25 MM
1575-030	TORNILLO INTERFERENCIAL PEEK	9 X 30 MM
1578-020	TORNILLO INTERFERENCIAL PEEK	10 X 20 MM
1578-025	TORNILLO INTERFERENCIAL PEEK	10 X 25 MM
1578-030	TORNILLO INTERFERENCIAL PEEK	10 X 30 MM
1553-028	TORNILLO INTERFERENCIAL PEEK	11 X 28 MM
1554-028	TORNILLO INTERFERENCIAL PEEK	12 X 28 MM



FLOOP UP

Es un dispositivo que consiste de dos botones, uno redondeado y uno alargado, unidos por una banda autoajustable de sutura reforzada multifilamento. Su alta resistencia, su simple colocación y la no alteración biomecánica articular, hacen del Floop una excelente opción al momento de tratar las patologías agudas y crónicas de ligamentos.

CÓDIGO	ESPECIFICACIONES
1601-000	BUTTON LOOP REGULABLE UP




CÓDIGO	ESPECIFICACIONES
1603-000	BUTTON LOOP REGULABLE HTH UP



FLOOP UP IN BELT + SUB TWIST

CÓDIGO	ESPECIFICACIONES
1605-000	BUTTON LOOP REGULABLE UP IN BELT




1502

FLOOP ALL-INSIDE

El sistema incluye los implantes e instrumental necesarios para reconstruir el ligamento cruzado anterior y el ligamento cruzado posterior (LCA/LCP). Este sistema usa técnicas mínimamente invasivas con incisiones y orificios más pequeños que causan menos dolor posoperatorio, y además, conservan mayor stock óseo que las técnicas convencionales.



172



1503

CÓDIGO	ESPECIFICACIONES
1502	ALL-INSIDE FEMORAL ADJUSTABLE BUTTON LOOP
1503	TIBIAL BUTTON 11 MM
1504	TIBIAL BUTTON 14 MM
172	ALL-INSIDE ADJUSTABLE TIBIAL LOOP

FLOOP AC2

Sistema para reducción y estabilización coracoclavicular en cirugías de reparación y/o reconstrucción acromioclavicular.



CÓDIGO	ESPECIFICACIONES
3041-000	FLOOP AC2 ACROMIOCLAVICULAR CLOSED LOOP
3042-000	FLOOP AC2 ACROMIOCLAVICULAR OPEN LOOP & LOWER BONE BUTTON
3043-000	FLOOP AC2 ACROMIOCLAVICULAR LOWER BONE BUTTON

ALL EASY SISTEMA DE REPARACIÓN DE MENISCOS

El sistema de reparación de meniscos permite aplicar una técnica versátil y, al mismo tiempo, ahorrar tiempo. Con este sistema, se pueden realizar reparos verticales y horizontales con mínimo trauma meniscal, ya que los puntos de inserción son más pequeños.



CÓDIGO	ESPECIFICACIONES
7374-000	DISPOSITIVO DE SUTURA MENISCAL
7375-000	CORTA SUTURA MENISCAL

CÓDIGO	ESPECIFICACIONES	
0347-000	BROCA GUÍA 2.5 MM X 300 MM OJAL ABIERTO	2.5 MM
6732-000	NITINOL PARA INTERFERENCIAL 1.1MM	1.1 MM
0111-000	SUTURA BLANCA Y AZUL METRIC 5 X 0.96 MTS	5 MM
6828-000	CLAVO GUIA 300MM PUNTA DIAMANTADA _{Av} CON OJAL	300 MM

TOBILLO



FLOOP PARA SINDESMOSIS DE TOBILLO

Esta placa mejora la reducción y la fijación, aumentando el área de superficie de contacto de la misma. Además, presenta dos orificios internos lo suficientemente distanciados entre sí, como para proporcionar la estabilidad necesaria en la reparación y reducción de la sindezmosis.

CÓDIGO	ESPECIFICACIONES
1571-000	FLOOP PARA SINDESMOSIS DE TOBILLO , USO CON PLACA



CÓDIGO	ESPECIFICACIONES
1548-000	FLOOP PARA SINDESMOSIS DE TOBILLO, USO INDEPENDIENTE



BLOOP

Las lesiones de sindezmosis tibioperoneas distales, únicas y puras, se pueden estabilizar con una técnica mínimamente invasiva mediante el uso de dos sistemas FLOOP, en conjunto con la Placa Bloop.

CÓDIGO	ESPECIFICACIONES
3230-000	PLACA BLOOP SINDESMOSIS

AQUILES CRAB

Técnica percutánea mínimamente invasiva para reparar distintos tipos de rotura del tendón de Aquiles.



CÓDIGO	ESPECIFICACIONES
3100-000	AGUJA CON LOOP CON NITINOL 1.5X150MM
0155-000	SUTURA AQUILES HS FIBER USP 2 MÉTRICA 5 (AZUL Y BLANCA)
0154-000	SUTURA AQUILES HS FIBER USP 2 MÉTRICA 5 (BLANCA)
0156-000	SUTURA AQUILES HS FIBER USP 2 MÉTRICA 5 (NEGRA Y BLANCA)
0159-000	SUTURA AQUILES TAPE (AZUL Y BLANCA)
0160-000	SUTURA AQUILES TAPE (NEGRA Y BLANCA)
0162-000	FIBER LOOP USP 2 MÉTRICA 5 AZUL Y BLANCA
0084-000	SUTURA BLANCA Y AZUL MÉTRICA 5 MM X 1.22 MTS



(81) 8104 0629

(81) 1955 0903

info@rhmedical.com.mx

**Av. Cerro de las Mitras 2371, Obispado, 64060
Monterrey, N.L.**

 **@rh_medical**

 **www.rhmedical.com.mx**

 **/RH Medical**